

LASER STOMATOLOGICZNY CHEESE PLUS 2

VIDEOMED[®]
SMART SOLUTIONS

Cheese Plus 2 to najnowszy laser stomatologiczny, który łączy w sobie zaawansowaną technologię i komfort pacjenta. Dzięki dwóm długościom fal, nasz laser zapewnia wszechstronność i efektywność w różnych zabiegach stomatologicznych.

Specyfikacje:

- 980 nm - 15 W w trybie ciągłym (CW) oraz 20 W w trybie pulsacyjnym
- 650 nm - 500 mW

Standardowe akcesoria w zestawie:

- 2 pary okularów ochronnych
- 1 zamek bezpieczeństwa
- uchwyt, kabel, torba transportowa
- zestaw końcówek dentystycznych (w tym do wybielania, biostymulacji oraz 30 jednorazowych końcówek chirurgicznych)



- 650 nm - Stosowany głównie w terapii bólowej oraz przyspieszaniu gojenia tkanek. Idealny do leczenia stanów zapalnych oraz regeneracji tkanek. Skutecznie łagodzi ból i wspomaga procesy gojenia.
- 980 nm - Stosowany w chirurgii stomatologicznej, szczególnie przy usuwaniu tkanek miękkich. Umożliwia precyzyjne cięcie oraz koagulację, minimalizując krwawienie. Dzięki dużej mocy i głębokości penetracji, umożliwia szybkie i skuteczne zabiegi.

VIDEOMED

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój
info@videomed.eu www.videomed.eu tel. 748432829