

LASER STOMATOLOGICZNY CHEESE PLUS 4

VIDEOMED[®]
SMART SOLUTIONS



Nowoczesny laser stomatologiczny Cheese plus 4 to innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie aż cztery różne długości fal: 650nm, 450nm, 980nm oraz 810nm. Dzięki tej wszechstronności, lekarze dentyści mają możliwość precyzyjnego dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, co znacząco zwiększa efektywność leczenia.

- Akcesoria standardowe:
- 2 szt. okularów ochronnych,
- 1 szt. blokady,
- 1 szt. uchwyt światłowodowy,
- 1 szt. kabla i 1 szt. etui,
- 1 zestaw końcówek stomatologicznych
(z wybielaczem, biostymulacją i 30 szt. jednorazowych końcówek chirurgicznych)

Jedno, uniwersalne urządzenie pozwala na realizację różnorodnych procedur stomatologicznych, eliminując potrzebę posiadania kilku różnych sprzętów. Taka oszczędność miejsca nie tylko zmniejsza koszty związane z wyposażeniem gabinetu, ale także pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni.

Intuicyjny interfejs z dotykowym ekranem oraz możliwość szybkiej zmiany ustawień sprawiają, że obsługa lasera jest niezwykle prosta. Dodatkowo dostępne są predefiniowane protokoły badań

VIDEOMED

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój
info@videomed.eu www.videomed.eu tel. 748432829

LASER STOMATOLOGICZNY CHEESE PLUS 4

VIDEOMED[®]
SMART SOLUTIONS

Laser posiada 4 długości fal

- 650 nm (500 mW) - Stosowany w terapii bólowej oraz przyspieszaniu gojenia tkanek. Idealny do leczenia stanów zapalnych oraz regeneracji tkanek. Skutecznie łagodzi ból i wspomaga procesy gojenia.
- 450 nm (5W) - Doskonały w stomatologii estetycznej. Pomaga w redukcji przebarwień oraz poprawia kondycję skóry. Wysoka moc umożliwia szybkie i efektywne działanie na tkanki.
- 980 nm (10W) - Stosowany w chirurgii stomatologicznej, szczególnie przy usuwaniu tkanek miękkich. Umożliwia precyzyjne cięcie oraz koagulację, minimalizując krwawienie. Dzięki dużej mocy i głębokości penetracji, umożliwia szybkie i skuteczne zabiegi.
- 810 nm (10W) - Wykorzystywany w terapii bólowej oraz w leczeniu chorób przyzębia. Działa przeciwzapalnie i wspomaga regenerację tkanek.

VIDEOMED

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój
info@videomed.eu www.videomed.eu tel. 748432829