

Światłowodowa lampa czołowa 08-795



Nowoczesna lampa czołowa o wysokiej wydajności wyposażona w reflektor z regulacją skupienia światła. Zasobnik wyposażony w nowoczesne akumulatory Li-Ion zamocowany na opasce czołowej, zapewniają długi czas świecenia. Specjalny system soczewek oraz dioda LED o mocy 3W, sprawia że światło jest silne i jednolite. Niski całkowity ciężar i ergonomiczna opaska sprawia że lampa jest komfortowa w użytkowaniu nawet przez dłuższy czas. W zestawie znajduje się zasobnik akumulatorowy oraz ładowarka sieciowa.

Parametry techniczne

Waga 350g

zasilanie: akumulator Li-Ion 700mA

czas pracy: powyżej 3,5h

czas ładowania: około 4h

dystans roboczy: 20 ~ 60 cm

średnica wiązki światła: 8 ~ 115mm

temperatura barwowa: 6000K

moc: 3W

Dystans:	20 cm	30 cm	60 cm
Średnica wiązki światła	8-35 mm	9-55 mm	18-115 mm

Producent: Faromed GmbH, Saalmanstr. 9, 13403 Berlin, Niemcy

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu