




Elastyczne Videolaryngoskopy S-FVL



- Trudna intubacja dróg oddechowych, wstrzyknięcie leku
- Inspekcja dróg oddechowych i podwójnej komory
- Leczenie odmy opłucnowej, implantacja stentu
- Usuwanie ciał obcych z tchawicy, biopsja
- EBUS - Przezoskrzelowa igłowa aspiracja

Specyfikacja techniczna

Numer Katalogowy	Średnica zewnętrzna	Kanał roboczy	Długość [mm]	Rozdzielczość kamery	Kąt widzenia	Focus	Ssanie/Biopsja
S-3512	3,50	1,20	300-650	400x400	110°	3-50	TAK
S-3816	3,80	1,60	300-650	400x400	110°	3-50	TAK
S-4320	4,30	2,00	300-650	400x400	110°	3-50	TAK
S-5226	5,20	2,60	650,00	400x400	110°	3-50	TAK
S-5830	5,80	3,00	650,00	400x400	110°	3-50	TAK
S-3800M	3,80	-	300-650	1280x720	120°	5-100	-
S-4312M	4,30	1,20	300-650	1280x720	120°	5-100	TAK
S-5220M	5,20	2,00	650,00	1280x720	120°	5-100	TAK
S-5826M	5,80	2,60	650,00	1280x720	120°	5-100	TAK



Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

www.videomed.eu info@videomed.eu tel. 748432829 / 508349875