


Sensorendo®



*Rigid Video Laryngoscope Series*  
*Sztywny Video Laryngoskop*



# Video Laryngoskop VIDEO LARYNGOSCOPE

Sensorendo®

Sensorendo

Video Laryngoskop

S-VL-01

Kompaktowy i ergonomiczny

Metalowa rękojeść

Szybki i prosty montaż i demontaż łyżek

Łatwy dostęp do przycisku nagrywania

Różne rozmiary łyżek

Bezpieczeństwo

Medycznej jakości jednorazowe łyżki

Spełniające normę kompatybilności biologicznej  
ISO10933

Trwałość

Metalowa ramka wokół wyświetlacza

wysokiej żywotności ładowalna bateria Li-Ion

Wysoka rozdzielczość

3,5-10" wyświetlacz

Kamera o rozdzielczości 1 mega pixel

Zabezpieczenie przed parowaniem zarówno na łyżkach jak i optyce

Wyjście sygnału HDMI, możliwość podłączenia dodatkowego monitora



# Specyfikacja techniczna

Główne	<b>DP 3502/DP10</b>
Rozmiar	3.5 / 10 inch
Wyświetlacz	Dotykowy
Rozdzielczość	640 x 480 / 1280 x 800
Odświeżanie video	30FPS/ 60FPS
Proporcje obrazu	4:3
Oświetlenie	LED
Obrót	U/D 150° L/R 270°
Funkcje	Film, zdjęcie, odtwarzanie wyświetlanie czasu

## Wyjście danych

USB typ C  
Jpeg, Mp4 - standard zapisu obrazu

## Bateria

Type	<b>DP 3502/DP10</b> Rechargeable lithium battery
Czas pracy	200 minutes
Napięcie baterii	3.7V / 12V
Pojemność baterii	2000mAh / 4000mAh
Czas życia baterii	≥ 500 charges
Czas ładowania	≤ 3 hours

## Wyjście obrazu

Umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora

## CAMERA

Rozdzielczość	1280*720P
Pole widzenia	70°
Oświetlenie	≥500LUX

### S-VL-01 jednorazowe ostrza

Nr części	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
Specyfikacja	MAC 1	MAC 2	MAC 3	MAC 4
Aplikacja	Niemowlę	Dziecko	Dorosły	Duża osoba
Intubacja	2.5-4.0	4.5-6.0	5.0-7.0	6.0-10.0
Długość	100	110	122	133
Steryliczacja	Przetrzyj ekran i rękojeść 75% alkoholem, jednorazowe łyżki zutylizuj po użyciu			

### S-VL-R wielorazowe ostrza

Part Number	RH0	RH01	RH02	RH03	RH04	RH05	RH06	RH07	RH08
Specification	MIL 0	MIL 1	MAC 1	MAC 2	MAC 3	MAC 4	D-Blade	D-Blade (S)	D-Blade (L)
Application	Neonate	Infant	Infant	Child	Adult	Large Adult	Difficult Airway	Difficult Airway	Difficult Airway
Intubation ID	2.5-3.0	2.5-4.0	2.5-4.0	4.0-5.0	5.0-7.0	6.0-10.0	5.0-7.0	2.5-4.5	6.0-10.0
Length (mm)	65	77	100	108	122	135	128	90	136
Sterylizacja	Soak in 2% Glutaraldehyde for 20 minutes								


### S-RVL wielorazowa szpatułka

Part Number	VSH01	VSH02	VSH03	VSH04	VSH05	VSH06
Specification	Malleable	Semi-rigid	Malleable	Semi-rigid	Malleable	Semi-rigid
Application	Adult	Adult	Child/Adult	Child/Adult	Neonate	Neonate
Intubation ID	≥5.0	≥5.0	≥4.0	≥4.0	≥2.5	≥2.5
Stylet O.D.	4.5mm	4.5mm	3.7mm	3.7mm	2.0mm	2.0mm
Sterylizacja	Soak in 2% Glutaraldehyde for 20 minutes					

# Rigid Video Laryngoscope Series



S-VL-01 Video Laryngoscope  
with Disposable Blades



S-VL-R Video Laryngoscope  
with Reusable Blades



S-RVL Video Stylet

**Sensorendo®**

Sensorendo Medical Technology (Zhuhai) Co., Ltd.  
1501, building 3, No. 101, University Road, Tangjiawan  
Town, High-tech Zone, Zhuhai, Guangdong, China  
✉ info@sensorendo.com  
🌐 www.sensorendo.com